

# Une gamme d'appareils home care



En complément des soins professionnels, la gamme HOME CARE offre à vos clients la possibilité de continuer leur rituel santé/beauté à domicile, à travers 3 appareils de photomodulation adaptés à des besoins ciblés.



 SpotLight

Le rituel beauté contre l'acné



 AgeLight

Anti-âge, Anti-teint terne et anti-rougeurs



 HairLight

La nouvelle technologie pour activer les cheveux:  
Chute de cheveux, cheveux gras, stimulation de la pousse.



 RosaceaLight  
by Luxe M

Le nouveau traitement contre la rosacée

## Biolux Photomodulation

Une technologie innovante pour les traitements de la peau  
en esthétique médicale

Ces traitements reposent sur 10 années de recherches technologiques et cliniques en collaboration exclusive avec une équipe INSERM (Institut National Français de la Santé et de la Recherche Médicale), hébergée à l'institut des Neurosciences de Montpellier (INM).

Cette collaboration a permis de comprendre et maîtriser les effets de la photomodulation à travers une approche novatrice neuro-dermatologique. Afin de poursuivre sa ligne de conduite qui a fait sa réussite, Biolux continue activement de financer la recherche scientifique.



- Deux têtes de traitement LED : 1500 LEDs
- 5 longueurs d'ondes (LEDs) intégrés
- Capteur de distance
- Protocoles de traitements paramétrés automatiquement
- Appareil utilisable sans fil (autonomie: 10h) ou en continu sur secteur
- Pieds sur roulette



## Agrément et Formation continue

L'éducation et la compréhension par la formation sont la clé de la réussite.

En rejoignant notre communauté de référents, vous bénéficiez de formations techniques et scientifiques continues, de workshops et de journées portes ouvertes.

Nous vous offrons également un pack marketing afin d'optimiser la visibilité de la marque BIOLUX dans votre centre. et sur vos plateformes de réseaux sociaux.

[www.biolux.ch](http://www.biolux.ch)

BIOLUX - Intelligent Sensory Concept  
14, rue du Mont-Blanc 1201 Genève  
+41 22 732 60 31  
[contact@bioluxgroup.com](mailto:contact@bioluxgroup.com)




Expert en photomodulation médicale  
depuis 2007

science  
résultats  
photomodulation  
& innovation

# La photomodulation


La lumière active les cellules

- Booste les cellules de l'intérieur
- Technologie non invasive
- Indolore et sans effets secondaires
- Sans UV, naturelle



Source : ISC - Intelligent Sensory Concept - 2017

## LES DIFFÉRENTES LONGUEURS D'ONDES LED ET LEURS PROPRIÉTÉS



La photomodulation Biolux utilise la lumière LED (Light-Emitting Diode).

Booste la peau de l'intérieur : la photomodulation stimule les cellules à différentes profondeurs épidermiques et dermiques.

# Un appareil ultra technologique

## 22 protocoles de soin



### Anti-âge

Améliorer la tonicité et la qualité de la peau en augmentant la synthèse de collagène et d'élastine

### Rosacée

Réguler la vascularisation, réduire l'inflammation et améliorer la qualité de peau

### Acné

Apaiser et traiter les éruptions cutanées dans le cadre d'une acné minime à modérée

### Anti teint terne

Coup d'éclat, ce soin améliore et homogénéise le grain de peau

### Séborrhée

Pour l'acné inflammatoire: régule l'activité des glandes sébacées et intervient sur les problématiques liées au sébum

### Hydratation

Limiter la perte en eau par stimulation cellulaire qui va renforcer la barrière cutanée

### Inflammation

Action anti-inflammatoire par régulation de la production de facteurs pro et anti-inflammatoires

### Biostimulant

Améliorer la qualité de la peau et booster les cellules en vue d'un soin. Ce soin est destiné à être intégré dans un protocole de soin esthétique

### Cicatrisation

Optimiser la reconstruction du tissu cicatriciel et réguler l'inflammation

### Hairlight - 4 traitements cheveux

- Hyper Séborrhée
- Anti-infection / Anti-inflammation
- Bio-régénération
- Antichute

### Régénération

Atténuer les imperfections cutanées liées aux traitements acnéiques par régénération cellulaire épidermique et dermique

### Vitiligo segmentaire

Aider à la repigmentation partielle ou totale des zones depigmentées par un vitiligo segmentaire

### Vergetures rouges anciennes

Stimuler les cellules dermiques pour booster la production de fibres élastiques et améliorer la qualité de la peau

### Vergetures rouges récentes

Favoriser la régénération du tissu lésé, améliorer la qualité de la peau, réduire l'inflammation et réguler la vascularisation

### Peeling

Limiter le risque bactérien: ce soin peut s'utiliser en amont d'un peeling en complément des méthodes traditionnelles

### Activator

Photomodulation + sérum : ridules atténuées, teint clair et homogène, qualité et tonicité de la peau augmentées

### Post peeling

Atténuer l'hypersensibilité de la peau induite par un peeling superficiel à moyen et favoriser la régénération des cellules

### Après soleil

Apaiser et diminuer l'intensité d'un « coup de soleil » (erythème)

### Préparation au soleil

Préparer la peau avant une exposition au rayonnement UV-B responsable des coups de soleil (erythèmes) en améliorant la résistance des cellules

